

METROSPERM[®]

МЕТРОСПЕРМ

Measures spermatozoa concentration in seconds



Facile da usare:

- ✓ Immergere direttamente nel seme
- ✓ Premere il bottone
- ✓ Leggere il risultato

Risultati immediati:

- ✓ Numero di dosi ottenibili
- ✓ Volume del mestruo da aggiungere
- ✓ Concentrazione di spermatozoi
- ✓ Temperatura

METROSPERM

Una nuova generazione di Fotocolorimetro: è una sonda !!

Con METROSPERM puoi misurare direttamente il numero delle dosi ottenibili dal un eiaculato. Si deve solo immergere il sensore direttamente nel prelievo e premere un bottone per ottenere i risultati, in qualche secondo e senza nessuna pipetta, diluizione, cuvette e senza nessun calcolo di conversione dati.

L'innovativo sensore fotometrico è capace di valutare sia l'eiaculato concentrato che dosi o prelievi già diluiti. I risultati sono veloci ed efficaci, dal momento che non c'è nessuna necessità di preparare nessuna diluizione e non si devono effettuare calcoli.

La sonda del METROSPERM può essere sia connessa ad un computer con una porta USB e controllata tramite il software fornito, oppure connessa alla Unità portatile che facilita l'esecuzione delle misurazioni.

L'operatore può regolare i seguenti parametri nel software:

- ✓ volume dell'eiaculato prelevato
- ✓ Percentuale di spermatozoi anormali
- ✓ Quantità di spermatozoi della dose da preparare
- ✓ Volume in ml della dose da preparare

I risultati delle misurazioni sono:

- ✓ Numero di dosi ottenibili
- ✓ Volume del mestruo da aggiungere al prelievo
- ✓ Temperatura dell'eiaculato

METROSPERM PROBE is distributed by:

 **GENERALFARM**
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it

